


Интегрированное программное обеспечение
для идентификации антител **IH-A^bID**





IH-A^bID

Интегрированное программное обеспечение для идентификации антител

Программное обеспечение **IH-A^bID** упрощает трудоемкий и сложный процесс идентификации антител.

Повысьте эффективность с помощью интегрированного специалиста по идентификации.

- Ввод результата
- Интерпретация отдельной микропробирки
- Полностью интегрировано с IH-Com
- Запрос дополнительных тестов
- Автоматическая идентификация антител
- Управление реактивами

Устранение ошибок

- Автоматизирует ручной метод идентификации антител
- Классификация антител по вероятности



Полностью
интегрировано с ИИ-Сот

Автоматизация процедур

- Загрузка таблицы антигенов с помощью сканирования 2D-штрих-кода
- Не требуется подключения к Интернету

Повышение эффективности

- Полностью интегрировано с ИИ-Сот
- Централизованное управление пациентами, образцами и партиями реагентов




Таблица антигенов, встроенная в 2D штрих-код

Больше гибкости

- Включите предварительно обработанные образцы
- Тестирование с эритроцитами с истекшим сроком годности и "не Био-Рад"




Цветовые категории для облегчения
визуального распознавания

Обучение и поддержка

- Рекомендации по дополнительным тестам
- Включает справочник по антигенам групп крови "Blood Group Antigen FactsBook"

Обеспечение полной прослеживаемости

- Электронный архив и автоматическая передача результатов в ЛИС
- Безупречное сочетание ручных и автоматических методов




Полный журнал контроля процесса идентификации

Основные характеристики

- Полностью интегрировано с IH-Com
- Автоматическая идентификация антител
- Загрузка таблицы антигенов с помощью сканирования 2D-штрих-кода
- Антитела, классифицированные по цвету и классифицированные по вероятности
- Предложения по дополнительным тестам и обработке образцов
- Открыто для эритроцитов "не Био-Рад" и с истекшим сроком годности
- Полный журнал контроля процесса идентификации
- Интегрированный справочник по антигенам групп крови "Blood Group Antigen FactsBook"

Литература

Reid M.E., et al. *The BLOOD GROUP ANTIGEN FactsBook* Elsevier, 3rd Edition, ed. 2012.



Информация для заказа

Каталожный номер	Описание
12009845	IH-A ^o ID ДемOVERсия
12009844	IH-A ^o ID Полная версия



См. www.bio-rad.com/immunohematology для дополнительной информации



Bio-Rad is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc. in certain jurisdictions.
IH-Com is a trademark of Bio-Rad Europe, GmbH in certain jurisdictions.

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories**

Clinical
Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** +61(2)9914-2800 **Austria** +43-1-877-8901 **Belgium** +32(3)710-53-00 **Brazil** +55(31)3689-6600
Canada +1 514 334-4372 **China** +86-21-61698500 **Czech Republic** +420-241-430-532 **Denmark** +45-4452-1000 **Finland** +358-9-804-22-00
France +33 1 47 95 60 00 **Germany** +49(0)89-318-840 **Greece** +30-210-7774396 **Hong Kong** +852-2789-3300 **Hungary** +36-1-459-6100
India +1-800-180-1224 **Israel** +972-3-9636050 **Italy** +39-02-216091 **Japan** +81-3-6361-7070 **Korea** +82-2-3473-4460 **Mexico** +52(55)5488-7670
The Netherlands +31-318-540666 **New Zealand** +64-9-415-2280 **Norway** +47-23-38-41-30 **Poland** +48-22-3319999 **Portugal** +351-21-472-7700
Russia +7-495-721-14-04 **Singapore** +65-6415-3170 **South Africa** +27-11-442-85-08 **Spain** +34-91-590-5200 **Sweden** +46-8-555-127-00
Switzerland +41 26 674 55 05/06 **Taiwan** +886-2-2578-7189 **Thailand** +662-651-8311 **United Kingdom** +44(0)20-8328-2000